

**Checkliste****Das Gebärrzimmer vorbereiten**

Die Hebamme	vollständig erfüllt	teilweise erfüllt	nicht erfüllt
gestaltet den Geburtsraum: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sorgt für warmes, abgedunkeltes Licht;</li> <li>• achtet auf eine angenehme Raumtemperatur;</li> <li>• stellt Getränke bereit;</li> <li>• schließt ggf. die Vorhänge, das Fenster;</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
in der Klinik zusätzlich: <ul style="list-style-type: none"> <li>• schaltet das Präsenzlicht ein;</li> <li>• desinfiziert den fahrbaren Arbeitstisch;</li> <li>• stellt den Abfalleimer bereit;</li> <li>• stellt den Wäschewagen bereit.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
stellt geburtsunterstützende Hilfsmittel bereit: wie Pezziball, Maiahocker, Matte, Kissen, Musik, Duftlampe usw.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
richtet das Geburtsset (kann variieren): <ul style="list-style-type: none"> <li>• desinfiziert sich die Hände;</li> <li>• öffnet das sterile Geburtsset mit trockenen Händen;</li> <li>• zieht sterile Handschuhe an;</li> <li>• überprüft den Inhalt des Geburtssets auf Vollständigkeit:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 Nabelschere, 4 anatomische Péan-Klemmen, 1 Episiotomieschere, Longuetten, Gaze, 1 Tuch;</li> </ul> </li> <li>• zieht die sterilen Handschuhe aus;</li> <li>• öffnet die Verpackungen des benötigten sterilen Materials und lässt das Material unter Einhaltung der Asepsis auf die sterile Arbeitsfläche fallen:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nabelklemme, 1 Paar sterile Handschuhe.</li> </ul> </li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
richtet das Material für die Versorgung des Kindes nach der Geburt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desinfektionsmittel und unsterile Handschuhe;</li> <li>• Kinderstethoskop, Thermometer, Zentimetermaß, Waage;</li> <li>• Nabelset zum Kurzabnabeln;</li> <li>• Namensbändchen, Windeln, Kleider;</li> <li>• Konakion®;</li> <li>• Kinderblatt für die Dokumentation.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

	vollständig erfüllt	teilweise erfüllt	nicht erfüllt
<p>richtet das Material für die Versorgung der Mutter nach der Geburt (kann variieren):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stellt das sterile Nahtset und das Material für die Versorgung einer Genitalverletzung in die Nähe: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nahtset: 1 Nadelhalter, 1 Kornzange, 2 chirurgische Kocher-Klemmen, 1 chirurgische und 1 anatomische Pinzette, 1 Fadenschere, Tupfer;</li> <li>– atraumatisches Nahtmaterial;</li> <li>– Lichtquelle;</li> <li>– Lidocain, 10-ml-Spritze, Aufziehkanüle, Injektionskanüle;</li> <li>– Binden, Einmalunterlage, Einmalstlappen, evtl. frische Kleidung;</li> </ul> </li> <li>• bei aktiver Leitung der Plazentarperiode: 1 Amp. Syntocinon® à 5 IE in Kurzinfusion (NaCl 0,9 %).</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>richtet das Material zur Inspektion und Entsorgung der Plazenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• unsterile Handschuhe, Plazentagefäß, unsterile Kompressen zur Plazentainspektion;</li> <li>• Beschriftungsetiketten für die Plazenta, Beutel für Plazentaentsorgung.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>richtet das Material für notwendige Blutentnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laborzettel, Beschriftungsetiketten;</li> <li>• unsterile Handschuhe;</li> <li>• Haut- und Händedesinfektionsmittel;</li> <li>• Sprizentablett mit Blutentnahmesystem und Blutentnahmeröhrchen, Stauschlauch;</li> <li>• Armpolster;</li> <li>• Tupfer, Pflaster;</li> <li>• stichsicherer Abwurfbehälter.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>stellt die Geräte bereit, die bei einer Geburt (allenfalls) benötigt werden, und prüft diese auf ihre Funktionstüchtigkeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wärmelampe mit Temperaturregler;</li> <li>• Apgar-Timer;</li> <li>• Reanimationseinheit mit Absaugvorrichtung, Ambubeutel, Laryngoskop, Sauerstoffzufuhr (evtl. Intubationsbesteck, Tubusse verschiedener Größen, Alufolie als Wärmespeicher für das Neugeborene);</li> <li>• Lichtquelle.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>